

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Netti 4 U CE PLUS ir komforta riteņkrēsls paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām. Tas ir testēts un apstiprināts EN 12183:1999. Testi tika veikti ar TUV Produktu Servisu GmbH Vācijā. Tas arī ir apstiprināts ISO/FDIS 7176/19 triecienu drošības testā.

Netti 4 U CE PLUS ir riteņkrēsls, kurš lietotājam nodrošina augstu lietošanas un sēdēšanas komfortu, jo ir iespējami daudz dažādi sēdekļa balsta, muguras balsta un kāju balstu regulēšanas garums un leņķi. Krēsls nodrošina gan aktīvu sēdēšanas pozīciju, gan atpūtas pozīciju.

Kvalitāte un izturība

Netti 4 U CE PLUS riteņkrēsli ir testēti un pierādījuši, ka normālas ikdienas lietošanas gadījumā var izturēt 5-6 gadus. No lietošanas intensitātes un bez regulāru tehnisko apkopju veikšanas šis laiks samazināsies.

Vide un pārstrāde

Alu Rehab un to piegādātāji vēlas aizsargāt apkārtējo vidi.

Tas nozīmē, ka:



- Alu Rehab lieto videi draudzīgus materiālus
- Alu Rehab nodrošina ilgu materiālu mūžu
- Visus iepakojumus var viegli pārstrādāt
- Riteņkrēsls ir ar daudz papildus funkcijām, lai uzlabotu darba apstākļus darbiniekiem slimnīcās vai citās veselības aprūpes institūcijās

Izmēri

Sēdekļa platums, cm	Papildus sēdekļa platumi ar paplatinātāju, cm	Sēdekļa dziļums, cm	Sēdekļa augstums bez spilvena, cm	Muguras augstums, cm	Maksimālais lietotāja svars, kg	Krēsla svars, kg
35,40,45,50	37, 42,47, 52	37,5-45 42,5-50	46,5-50	50-60	135 kg	27,5-29

SALIKŠANA

1. Izpakojiet visas daļas un pārlicinieties, ka viss ir saskaņā ar sarakstu
2. Pielieciet priekšējos un aizmugurējos riteņus
3. Pielieciet muguras balstu, roku balstus, spilvenus, un pēdu balstus.




Aizmugurējo riteņu uzlikšana

Lai uzliktu aizmugurējos riteņus, nospiediet centrālās ass pogu (attēlā). Ievietojiet riteņa asi riteņkrēsla rāmja ass stiprinājumā. Pēc tam pārbaudiet vai ritenis turas savā vietā.



Priekšējo riteņu uzlikšana

Lai uzliktu priekšējos riteņus, nospiediet centrālās ass pogu (attēlā). Ievietojiet riteņa asi riteņkrēsla rāmja ass stiprinājumā. Pēc tam pārbaudiet vai ritenis turas savā vietā.



Muguras balsta stiprinājums

Atlociet un paceliet muguras balstu uz augšu un ievietojiet gāzes amortizatoru muguras balsta stiprinājumā. Nostipriniet to ar fiksācijas tapu, kura jāievieto caur amortizatoru un stiprinājumu



Sēdekļa dziļums

Sēdekļa dziļumu var regulēt **krēsla aizmugurē** (attēlā). Atskrūvējiet abās pusēs skrūves un pavelciet iekšējo cauruli uz āru. Kad vajadzīgais garums ir noregulēts, pieskrūvējiet skrūves. Kad regulējat aizmugurē krēsla dziļumu, tad atceraties, ka jānoregulē arī amortizatora stiprinājums (ir 3 dažādas pozīcijas)



Sēdekļa dziļumu var regulēt **krēsla priekšpusē** (attēlā)

Sēdekļa dziļumu var regulēt (par 10 cm) krēsla priekšpusē (attēlā). Atskrūvējiet abās pusēs skrūves un pavelciet iekšējo cauruli uz āru. Kad vajadzīgais garums ir noregulēts, pieskrūvējiet skrūves.



Pretapgāšanās riteņi

Pretapgāšanās riteņus var nolaist uz leju vai pacelt uz augšu, ja ir jābrauc pāri (piem. apmalei). Lai to izdarītu, pavelciet pretapgāšanās riteņus uz āru un pagrieziet uz augšu vai leju.



Pretapgāšanās riteņu attālums līdz zemei ir regulējams.

Lietojiet pretapgāšanās riteņus lietotāja drošībai, kad tas ir iespējams.

Muguras balsta spilvens

Muguras balsta spilvens stiprinās pie riteņkrēsla muguras balsta ar „velkro”. Muguras balsta spilvens ir jāuzstāda pareizi, lai nodrošinātu labu sēdēšanas komfortu. Muguras balsta spilvena pārvalks ir noņemams un mazgājams.

Lai izmainītu muguras balsta nospirojumu, atlaidiet vaļīgāk muguras balsta jostas un pēc tam savelciet tā, lai būtu pietiekams atbalsts muguras jostas daļai, pēc tam uzlieciet atpakaļ muguras spilvenu.



Pēdu balsti

Pēdu balsti ir noņemami, pagriežami uz sāniem, regulējami garumā un leņķos. Balstiem ir arī apakšstilba balsta spilvens, kuru arī var regulēt. Pēdu atbalsta (plāksnes) leņķus var mainīt. Standarta variantā abus pēdu balstus var savienot kopā, lai tie būtu izturīgāki.

Lai noregulētu garumu pēdu balstiem, atskrūvējiet skrūvi un noregulējiet vajadzīgo garumu. Pēc tam pievelciet skrūvi. Lai noregulētu leņķi pēdu balstiem, atskrūvējiet skrūvi un noregulējiet vajadzīgo leņķi. Pēc tam pievelciet skrūvi.


Nekad nekāpiet uz pēdu balstiem ar visu svaru(pieceloties kājās)!

Nekad neceliet riteņkrēslu aiz kāju balstiem!



Galvas balsts

- A- skrūve ar ko regulē galvas balsta dziļumu
- B – skrūve ar ko regulē galvas balsta leņķi
- C- skrūve ar ko regulē galvas balsta augstumu
- D- galvas balsta stiprinājums



Roku balstu augstuma regulēšana

Ar 4 mm seškantīgu atslēgu noregulējiet roku balstu vajadzīgajā augstumā. Pēc tam pieskrūvējiet regulēšanas skrūvi.



Muguras balsta leņķis

Muguras atbalsta leņķi var mainīt nospiežot labā pusē rokturi (ar simbolu attēlā), tad noregulējiet nepieciešamo leņķi un palaidiet rokturi vaļā.



Sēdekļa atbalsta leņķis

Sēdekļa atbalsta leņķi var mainīt nospiežot kreisā pusē rokturi (attēlā), tad noregulējiet nepieciešamo leņķi un palaidiet rokturi vaļā.



Tehniskā apkope

Pārbaudiet defektus / bojājumus **vienreiz nedēļā**.

Vienreiz mēnesī – nomazgājiet riteņkrēslu (piemēram ar auto šampūnu), ieeļļojiet gultņus, izmazgājiet spilvenu pārvalkus, pārbaudiet pretapgāšanās riteņu darbību, pārbaudiet bremžu darbību, pārbaudiet riepu spiedienu un to nolietojumu. Iztīriet priekšējo riteņu gultņus no matiem un netīrumiem.

Netti 4U CE PLUS izplatītājs Latvijā :

SIA KANINS
ŠMERĻA iela 2B
LV -1006
Tel. 67315451